

Teknis Pengambilan Sample Sidik Jari bisa menggunakan 2 metode : dengan kamera/foto atau dengan cap tinta. Silahkan anda pilih salah satu saja.

1. Jika menggunakan metode kamera/foto maka harus diambil dengan kamera resolusi tinggi (disarankan minimal kamera beresolusi 8 MP dengan pencahayaan sinar matahari akan lebih jelas), atau minimal dapat dikenali garis garis pada jari, seperti contoh :



2. Foto yang dikirim disimpan dengan nama sesuai kode jari, misalnya : L1, L2, L3 s/d R5. (lihat kode jari pada gambar).



Jika mengambil samplanya dengan menggunakan foto/kamera, silahkan download formulir pendaftarannya di : <http://www.sidikjariindonesia.com/sijionline/form-daftar-foto.doc>

3. Sampel sidik jari juga dapat dilakukan dengan menggunakan tinta cap jari, misalnya :



4. Cap sidik jari diletakan pada kotak sesuai dengan kode jari seperti diatas (kotak untuk cap sidik jari di-print terlebih dahulu, kemudian baru melakukan cap sidik jari dengan tinta).

TANGAN KIRI

L1	L2	L3	L4	L5
----	----	----	----	----

TANGAN KANAN

R1	R2	R3	R4	R5
----	----	----	----	----

5. Jika mengambil sampelnya dengan menggunakan cap tinta, silahkan download formulir pendaftarannya di : <http://www.sidikjariindonesia.com/sijionline/form-daftar-cap-tinta.doc>

Contoh pengambilan sample sidik jari dengan cap tinta bisa dilihat gambarnya di <http://www.sidikjariindonesia.com/sijionline/sample-captinta.jpg>

Biaya analisa Rp.120.000 transfer ke nomor rekening kami :

Bank Mandiri, No.Rek : 127.000.4233.720, A.n : Suyoto

Bank Central Asia, No.Rek : 128.019.1074, A.n : Harris Yusuf Arifin.

kiriman formulir pendaftaran ke email : info@sidikjariindonesia.com